

TEST DE GESTATION

TEST DE GESTATION



Identifier
l'échantillon avec
votre étiquette code à
barre et le n° de la
vache

GESTANTE ou NON GESTANTE ?

Tester la gestation à partir d'un échantillon de lait
dès le 28^{ème} jour après l'insémination



Le test de gestation réalisé à partir d'un échantillon de lait, permet de détecter les glycoprotéines associées à la gestation.

Cette analyse peut être effectuée dès le 28^{ème} jour après l'insémination.

La détection précoce des vaches non gestantes permet de procéder à une autre insémination plus rapidement et ainsi de raccourcir l'intervalle entre les vêlages.

Après avoir effectué le prélèvement de la vache à tester, l'échantillon peut être acheminé par votre chauffeur de collecte de lait ou déposé directement au Labilait. Il est impératif de joindre à votre ou vos échantillon(s) un document comprenant vos coordonnées, l'analyse à réaliser (test gestation), et de coller également votre étiquette code à barre sur le document et les échantillons concernés (ne pas oublier de noter l'identification de la vache sur le corps du flacon). Les flacons avec bronopol (conservateur) ou ceux de votre chauffeur de collecte peuvent être utilisés pour les prélèvements.

N'hésitez pas à contacter le Labilait pour tout complément d'information.



Rue Fernand LEJEUNE Z.I. Le Cardonnoy 76390 AUMALE

Tél. : 02 35 94 12 00 Fax : 02 35 94 12 50

www.labilait.com



Rue Fernand LEJEUNE Z.I. Le Cardonnoy 76390 AUMALE

Tél. : 02 35 94 12 00 Fax : 02 35 94 12 50

www.labilait.com